

植酸含量测定试剂盒说明书

(货号: G0921F 分光法 48 样)

一、产品简介:

植酸(Phytic acid, 又称为肌醇六磷酸)在多种植物组织(特别是米糠与种子)中作为磷的主要储存形式,其结构是肌醇的6个羟基均被磷酸酯化生成的肌醇衍生物,对种子的正常生长起着重要作用。植酸具有较强的螯合作用,近几年的研究发现植酸作为抗氧化剂在保鲜、抗氧化等方面有一定作用。

植酸可使氯化铁-磺基水杨酸紫红色显色剂褪色,且植酸含量与褪色程度成正比,通过检测 500 nm 处吸光值的下降量进而得出样品中植酸含量。

二、试剂盒的组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	粉体×2 支	4℃保存	
试剂二	粉体×2 瓶	4℃保存	
标准品	粉体×1 支	4℃保存	若要做标曲则用到该试剂

三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿(光径 1cm)、台式离心机、可调式移液器、研钵和蒸馏水。

四、植酸含量测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本:

称取烘干粉碎过 50 目筛的干样 0.05g 或鲜样 0.1g,加入 1mL 提取液,300rpm 室温震荡提取 30min 后,于 12000rpm,4℃或室温离心 10min,取上清液待测。

【注】:若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液(mL)为 1:5~10 的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液,超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率 200W,超声 3s,间隔 10s,重复 30 次);12000rpm 4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。

【注】:若增加样本量,可按照细菌/细胞数量(10^4):提取液(mL)为 500~1000:1 的比例进行提取。

③ 液体样本:澄清的液体样本直接测定,若浑浊则离心后取上清检测。

2、上机检测:

① 分光光度计预热 30min,调节波长到 500 nm。

② 显色剂(紫红色)配制:显色剂(紫红色)配制:临用前向一支试剂一中加入 1mL 蒸馏水混匀后全部转移至试剂二中,再向试剂一中加入 1mL 蒸馏水涮洗管壁后全部转移至试剂二中,接着向试剂二中加入 9mL 蒸馏水混匀,即得总体积为 11mL 显色剂(紫红色)。用不完的试剂 4℃保存并在三天内用完。

③ 上清液稀释:可先取 2 个样本预测,确定适合本批样本的稀释浓度 D:植酸含量高的样本,可用提取液做梯度稀释确定最佳稀释倍数,如稀释 2 倍、5 倍、10 倍。


④ 在 EP 管中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管	空白管 (仅做一次)
样本	200	
蒸馏水		200
显色剂	400	400
蒸馏水	200	200
混匀孵育 2min 后, 反应混合液转移至 1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm) 中, 于 500nm 处读取 A 值, $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{空白管}}$ 测定。		

- 【注】1. 若 A 测定管的值小于 0.2 则需要将样本用提取液稀释后从新检测, 如稀释 5 倍, 稀释倍数 D 带入计算公式重新计算。
2. 若 ΔA 的值小于 0.05, 则需要增加样本上样量 V1, 如增至 300μL, 同时蒸馏水相对减少以保持原体系不变, 则改变后的 V1 重新带入计算公式计算。

五、结果计算:

- 1、标准曲线方程: $y = 10.339x - 0.0006$, x 是标准品质量 (mg), y 是 ΔA 。



- 2、按样本鲜重计算:

$$\text{植酸}(\text{mg/g}) = [(\Delta A + 0.0006) \div 10.339] \div (W \times V1 \div V) \times D = 0.484 \times (\Delta A + 0.0006) \div W \times D$$

- 3、按细胞数量计算:

$$\text{植酸}(\mu\text{g/g}) = [(\Delta A + 0.0006) \div 10.339] \div (500 \times V1 \div V) \times 10^3 \times D = 484 \times (\Delta A + 0.0006) \div 500 \times D$$

- 4、按液体体积计算:

$$\text{植酸}(\text{mg/mL}) = [(\Delta A + 0.0006) \div 2.0679] \div V1 \times D = 0.484 \times (\Delta A + 0.0006) \times D$$

V---加入提取液体积, 1mL;

V1---加入样本体积, 0.2mL ;

W---样本质量, g;

500---细胞数量, 万;

D---稀释倍数, 若未稀释则值为 1。

附: 标准曲线制作过程:

- 1 制备标准品母液 (10mg/mL): 标准品用 1mL 蒸馏水混匀溶解 (母液需在两天内用)。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品: 0, 0.08, 0.16, 0.24, 0.32, 0.4. mg/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依据测定管的加样体系操作, 根据结果即可制作标准曲线。