

Urea assay Kit (diacetyl monoxime method)

尿素含量检测试剂盒说明书（二乙酰一肟法）

货号：G0441F | 方法：可见分光法 | 规格：48 样

一、产品简介：

在加热和强酸条件下，尿素与二乙酰一肟及安替比林反应呈黄色，在波长460 nm 处有特征吸收峰。

通过检测生成的黄色物质在460nm处的增加量进而得出样本中尿素含量。

二、试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	液体 2.5mL×1 瓶	4°C保存	
试剂二	粉体 mg×1 瓶	4°C保存	临用前甩几下使粉体落入底部，先加 2.8mL 蒸馏水溶解，再缓慢加 2.8mL 磷酸混匀，最后再加 5.6mL 硫酸混匀，冷却至室温备用。
标准管	粉体 mg×2 支	4°C保存	临用前每支加1mL蒸馏水溶解(4mg/mL)，再用蒸馏水稀释40倍（1:39）成0.1mg/mL。

三、所需仪器和用品：

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）、天平、移液器、离心机、硫酸、磷酸、蒸馏水。

四、尿素含量检测：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

① 组织样本：称取 0.1g 组织样本，加 1mL 的蒸馏水研磨，超声萃取 10min 后定容至 1mL，室温静置 30min，12000rpm，常温离心 10min，上清液待测。

② 液体样品：澄清的液体可直接检测；若浑浊则离心后取上清液检测。

2、上机检测：

① 可见分光光度计预热 30min，设置温度在 37°C，设定波长到 460nm。

② 做实验前选取 2 个样本，找出适合本次检测样本的稀释倍数 D。

③ 所有试剂解冻至室温，在 EP 管依次加入：

试剂名称 (μL)	测定管	对照管	空白管 (仅做一次)	标准管 (仅做一次)
样本	100	100		
蒸馏水		50	100	
标准品				100
试剂一	50		50	50
试剂二	100	100	100	100
混匀，95°C沸水浴反应 20min				
蒸馏水	500	500	500	500
混匀，(若浑浊则 5000rpm 室温离心 5min 后取上清液测定) 取 700μL 至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中，于 460nm 处读吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ 。				

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；

针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、按照组织质量计算：

$$\text{尿素含量(mg/g)} = (C \text{ 标准} \times V1) \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div (V1 \div V \times W) \times D = 0.1 \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div W \times D$$

$$\text{尿素含量(mg/kg)} = (C \text{ 标准} \times V1) \times 10^3 \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div (V1 \div V \times W) \times D = 100 \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div W \times D$$

$$\begin{aligned} \text{尿素氮含量}(\mu\text{g/g}) &= (C \text{ 标准} \times V1) \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div (V1 \div V \times W) \times D \times 10^3 \div 60.04 \times 2 \times 14 \\ &= 46.64 \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div W \times D \end{aligned}$$

2、按照液体体积计算：

$$\text{尿素含量(mg/mL)} = (C \text{ 标准} \times V1) \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div V1 \times D = 0.1 \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \times D$$

$$\begin{aligned} \text{尿素氮含量(mg/dL)} &= (C \text{ 标准} \times V1) \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div V1 \times D \times 100 \div 60.04 \times 2 \times 14 \\ &= 4.664 \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \times D \end{aligned}$$

C 标准---尿素标品浓度，0.1mg/mL； D---稀释倍数，未稀释即为 1；

60.04---尿素分子量；

2---一分子尿素含有 2 个氮元素；

14---氮元素分子量；

W---取样质量，g；

V---提取液体积，1mL；

V1---加入样本体积，0.1mL。