

## $\alpha$ -甘露糖苷酶 ( $\alpha$ -Mannosidase, $\alpha$ -Man) 活性测定试剂盒说明书

(货号: G0720F 分光法 24 样)

### 一、产品简介:

$\alpha$ -甘露糖苷酶 (EC 3.2.1.24, $\alpha$ -Man) 是参与植物体内 N-聚糖加工的关键酶之一。是植物细胞壁糖蛋白代谢过程中的关键性糖苷酶, 在分生组织的生长、果实的成熟软化、种子的萌发等生理进程中起重要作用。

$\alpha$ -甘露糖苷酶 ( $\alpha$ -Man) 催化对硝基苯酚- $\alpha$ -D-吡喃甘露糖苷产生对硝基苯酚 (PNP), 该产物在 405nm 处有特征吸收峰, 通过测定 405nm 光吸收增加速率, 即可计算 $\alpha$ -甘露糖苷酶活性。

### 二、试剂盒的组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 30mL×1 瓶	4°C保存	
试剂一	粉剂 mg×1 支	4°C保存	使用前甩几下使试剂落入底部, 再加 1.1mL 蒸馏水超声溶解备用。
试剂二	液体 20mL×1 瓶	4°C保存	
试剂三	液体 20mL×1 瓶	4°C保存	
标准品	粉剂×1 支	4°C保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

### 三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、可调式移液器、低温离心机、天平、研钵、冰和蒸馏水。

### 四、 $\alpha$ -甘露糖苷酶 ( $\alpha$ -Man) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

#### 1、样本的制备:

① 组织样本: 取约 0.1g 组织 (水分充足的样本可取 0.5g), 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。12000rpm, 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】若增加样本量, 可按照组织质量(g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 比例提取。

② 细菌或细胞: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞, 加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm, 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】若增加样本量, 可按照细菌或细胞数量( $10^4$ 个): 提取液体积(mL)为 500~1000: 1 的比例提取。

③ 液体样本: 直接检测。若浑浊, 离心后取上清检测。

#### 2、上机检测:

① 可见分光光度计预热 30min, 调节波长至 405nm, 蒸馏水调零。


② 所有试剂解冻至室温 (25°C) 在 EP 管中依次加入:

试剂名称 ( $\mu$ L)	测定管	对照管
样本	30	30
试剂一	40	
试剂二	300	340
迅速混匀, 37°C保温 30min		
试剂三	350	350

混匀，5min 后吸取全部澄清液体至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中，立即于 405nm 下读取吸光值 A， $\Delta A=A$  测定-A 对照（每个测定管需设一个对照管）。

## 五、结果计算：

- 1、标准曲线方程： $y = 0.0158x - 0.0018$ ；x 为标准品摩尔质量（nmol），y 为  $\Delta A$ 。



- 2、按蛋白浓度计算：

酶活定义：每毫克蛋白每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚(PNP)为一个酶活单位。

$$\alpha\text{-甘露糖苷酶活性}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mg prot}) = (\Delta A + 0.0018) \div 0.0158 \div (V1 \times \text{Cpr}) \div T \times D \\ = 70.3 \times (\Delta A + 0.0018) \div \text{Cpr} \times D$$

- 3、按样本质量计算：

酶活定义：每克组织每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚(PNP)为一个酶活单位。

$$\alpha\text{-甘露糖苷酶活性}(\text{nmol}/\text{min}/\text{g 鲜重}) = (\Delta A + 0.0018) \div 0.0158 \div (V1 \div V \times W) \div T \times D \\ = 70.3 \times (\Delta A + 0.0018) \div W \times D$$

- 4、按细胞数量计算：

酶活定义：每  $10^4$  个细胞每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚(PNP)为一酶活单位。

$$\alpha\text{-甘露糖苷酶活性}(\text{nmol}/\text{min}/10^4\text{cell}) = (\Delta A + 0.0018) \div 0.0158 \div (V1 \div V \times \text{细胞数量}) \div T \times D \\ = 70.3 \times (\Delta A + 0.0018) \div \text{细胞数量} \times D$$

- 5、按液体体积计算：

酶活定义：每毫升液体每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚(PNP)为一个酶活单位。

$$\alpha\text{-甘露糖苷酶活性}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mL}) = (\Delta A + 0.0018) \div 0.0158 \div V1 \div T \times D = 70.3 \times (\Delta A + 0.0018) \times D$$

V---加入提取液体积，1mL；

V1---加入反应体系中样本体积， $30\mu\text{L} = 0.03\text{mL}$ ；

W---样本质量，g；

500---细胞或细菌总数，500 万；

T---反应时间，30min；

D---稀释倍数，未稀释即为 1；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL，建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒；

附：标准曲线制作过程：

- 1 制备标准品母液（ $10\mu\text{mol}/\text{mL}$ ）：向标准品 EP 管里面加入 1mL 蒸馏水。
- 2 把母液稀释成以下浓度梯度的标准品：0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6,  $2\mu\text{mol}/\text{mL}$ 。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 在 EP 管中依次加入： $30\mu\text{L}$  标准品+ $340\mu\text{L}$  试剂二+ $350\mu\text{L}$  试剂三，混匀转移全部液体至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中，于 405nm 下读取吸光值，根据结果制作标准曲线。