

## $\beta$ -Mannosidase Activity Kit

### $\beta$ -甘露糖苷酶 ( $\beta$ -Man) 活性测定试剂盒说明书

货号: G0721W | 方法: 微板法 | 规格: 48 样

#### 一、产品简介:

$\beta$ -甘露糖苷酶 (EC 3.2.1.25,  $\beta$ -Man) 属于外切水解酶类, 又称  $\beta$ -D-甘露糖苷甘露糖水解酶、外切- $\beta$ -D-甘露聚糖酶, 它能够催化结合甘露寡聚糖末端非还原性的  $\beta$ -1, 4-D-糖苷键, 并切下一个甘露糖分子, 是甘露聚糖完全降解所必需的水解酶。

$\beta$ -甘露糖苷酶 ( $\beta$ -Man) 催化对硝基苯酚- $\beta$ -D-吡喃甘露糖苷产生对硝基苯酚 (PNP), 该产物在 405nm 处有特征吸收峰, 通过测定 405nm 光吸收增加速率, 即可计算  $\beta$ -甘露糖苷酶活性。

#### 二、试剂盒的组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4°C保存	
试剂一	粉剂 mg×1 支	4°C保存	使用前甩几下使试剂落入底部, 再加 1.1mL 蒸馏水溶解备用。
试剂二	液体 10mL×1 瓶	4°C保存	
试剂三	液体 10mL×1 瓶	4°C保存	
标准品	粉剂×1 支	4°C保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

#### 三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、低温离心机、天平、研钵、冰和蒸馏水。

#### 四、 $\beta$ -甘露糖苷酶 ( $\beta$ -Man) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

##### 1、样本的制备:

① 组织样本: 取约 0.1g 组织 (水分充足的样本可取 0.5g), 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。12000rpm, 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】若增加样本量, 可按照组织质量(g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 比例提取。

② 细菌或细胞: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞, 加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm, 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】若增加样本量, 可按照细菌或细胞数量( $10^4$  个): 提取液体积(mL)为 500~1000: 1 的比例提取。

③ 液体样本: 直接检测。若浑浊, 离心后取上清检测。

##### 2、上机检测:

① 酶标仪预热 30min, 调节波长至 405nm。

② 所有试剂解冻至室温 (25°C) 在 96 孔板中依次加入:


试剂名称 ( $\mu$ L)	测定管	对照管
样本	10	10
试剂一	20	
试剂二	70	90
迅速混匀, 37°C保温 30min		
试剂三	100	100

混匀, 5min 后立即于 405nm 下读取吸光值 A,  $\Delta A = A$   
测定-A 对照 (每个测定管需设一个对照管)。

注意: 本操作流程适用于绝大多数常规样本检测, 实验条件可根据实际样本状态适度微调;  
针对特殊类型样本, 我司技术支持可提供专属优化建议。

## 五、结果计算:

1、标准曲线方程:  $y = 0.0427x + 0.003$ ; x 为标准品摩尔质量 (nmol), y 为  $\Delta A$ 。



标准曲线示意图

说明: 标准曲线由标准品测定获得, 具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、按蛋白浓度计算:

酶活定义: 每毫克蛋白每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚(PNP)为一个酶活单位。

$$\beta\text{-甘露糖苷酶活性}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mg prot}) = (\Delta A - 0.003) \div 0.0427 \div (V1 \times \text{Cpr}) \div T \times D$$

$$= 78.06 \times (\Delta A - 0.003) \div \text{Cpr} \times D$$

3、按样本质量计算:

酶活定义: 每克组织每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚(PNP)为一个酶活单位。

$$\beta\text{-甘露糖苷酶活性}(\text{nmol}/\text{min}/\text{g 鲜重}) = (\Delta A - 0.003) \div 0.0427 \div (V1 \div V \times W) \div T \times D$$

$$= 78.06 \times (\Delta A - 0.003) \div W \times D$$

4、按细胞数量计算:

酶活定义: 每  $10^4$  个细胞每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚(PNP)为一酶活单位。

$$\beta\text{-甘露糖苷酶活性}(\text{nmol}/\text{min}/10^4\text{cell}) = (\Delta A - 0.003) \div 0.0427 \div (V1 \div V \times \text{细胞数量}) \div T \times D$$

$$= 78.06 \times (\Delta A - 0.003) \div \text{细胞数量} \times D$$

5、按液体体积计算:

酶活定义: 每毫升液体每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚(PNP)为一个酶活单位。

$$\beta\text{-甘露糖苷酶活性}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mL}) = (\Delta A - 0.003) \div 0.0427 \div V1 \div T \times D$$

$$= 78.06 \times (\Delta A - 0.003) \times D$$

V---加入提取液体积, 1mL;

V1---加入反应体系中样本体积,  $10\mu\text{L} = 0.01\text{mL}$ ;

W---样本质量, g;

500---细胞或细菌总数, 500 万;

T---反应时间, 30min;

D---稀释倍数, 未稀释即为 1;

Cpr---样本蛋白质浓度, mg/mL, 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒;