

Alcohol dehydrogenase Activity Assay Kit

乙醇脱氢酶(ADH)试剂盒说明书

货号: G0806F | 方法: 可见分光法 | 规格: 48 样

一、产品简介:

乙醇脱氢酶(ADH, EC 1.1.1.1)存在于许多生物体中,在人类和许多其他动物中,能分解有毒的醇类;在酵母和许多细菌中,一些醇脱氢酶催化的逆反应作为发酵的一部分。

本试剂盒提供一种快速、灵敏的检测方法:乙醇脱氢酶催化乙醇和 NAD^+ 生成乙醛和 NADH ,产生的 NADH 与特异的显色剂反应,产生在 450nm 处有最大吸收峰的黄色物质,通过检测该黄色物质在 450nm 的增加速率,进而计算出乙醇脱氢酶活性的大小。

二、试剂盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂一	液体 70mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂二	液体 1mL×1 支	4°C 保存	临用前取两支新的 EP 管,向其中一支先加 1.1mL 蒸馏水,再迅速吸取 40 μL 的试剂二至蒸馏水中,混匀备用。(该试剂极易挥发,所以吸取操作时动作需迅速)
试剂三	粉体 mg×1 瓶	4°C 保存	临用前甩几下使试剂落入底部,再加 69mL 试剂一溶解备用。
试剂四	液体 2.5mL×1 支	4°C 保存	
标准品	粉剂 mg×1 支	-20°C 保存	若重新做标曲,则用到该试剂

三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿(光径 1cm)、台式离心机、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

四、乙醇脱氢酶(ADH)活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本:

建议称取约 0.1g 组织,加入 1mL 提取液,进行冰浴匀浆。12000rpm, 4°C 离心 10min, 取上清,置冰上待测。

【注】:若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例进行提取。

② 细菌/培养细胞:先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;按照细菌或细胞数量(10^4 个):建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液,超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率 20%或 200W,超声 3s,间隔 10s,重复 30 次);12000rpm, 4°C 离心 10min, 取上清,置冰上待测。

【注】:若增加样本量,可按照数量(10^4 个):提取液体积为 500~1000:1 的比例进行提取。

③ 液体样本:直接检测。若浑浊,离心后取上清检测。

2、上机检测:

① 可见分光光度计预热 30min 以上,调节波长至 450nm ,蒸馏水调零。

② 试剂放在 37°C 水浴 5min;


③ 在 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中按照下表依次加入试剂：

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
样本	80	80
试剂二	40	
试剂三	655	695
试剂四	25	25
混匀，立即 450nm 下读取各管 A1 值，避光反应 15min 后读取各管 A2 值。 $\Delta A = (A2-A1)$ 测定管 - (A2-A1) 对照管（每个样本需做一个自身对照）。		

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；
针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、标准曲线： $y = 0.0366x - 0.0048$ ；x 是 NADH 摩尔质量 (nmol)，y 是 ΔA 。



标准曲线示意图

说明：标准曲线由标准品测定获得，具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、按样本蛋白浓度计算：

定义：每毫克组织蛋白每分钟催化 1 nmolNAD⁺生成 1nmol NADH 定义为一个酶活单位。

$$ADH(\text{nmol/min/mg prot}) = [(\Delta A + 0.0048) \div 0.0366] \div (V1 \times Cpr) \div T = 22.8 \times (\Delta A + 0.0048) \div Cpr$$

3、按样本鲜重计算：

定义：每克组织每分钟催化 1 nmolNAD⁺生成 1nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$ADH(\text{nmol/min/g 鲜重}) = [(\Delta A + 0.0048) \div 0.0366] \div (W \times V1 \div V) \div T = 22.8 \times (\Delta A + 0.0048) \div W$$

4、按细菌/细胞密度计算：

定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟催化 1 nmolNAD⁺生成 1nmol NADH 定义为一个酶活单位。

$$ADH(\text{nmol/min/} 10^4 \text{ cell}) = [(\Delta A + 0.0048) \div 0.0366] \div (500 \times V1 \div V) \div T = 0.046 \times (\Delta A + 0.0048)$$

5、按液体体积计算：

定义：每毫升液体样本每分钟催化 1 nmolNAD⁺生成 1nmol NADH 为一个酶活力单位。

$$ADH(\text{nmol/min/} 10^4 \text{ cell}) = [(\Delta A + 0.0048) \div 0.0366] \div V1 \div T = 22.8 \times (\Delta A + 0.0048)$$

V---加入提取液体积，1 mL；

V1---加入样本体积，0.08mL；

T---反应时间，15 min；

W---样本质量，g；

500---细菌或细胞总数，万；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。