

ATP Content Assay Kit

ATP 含量（磷钼酸比色法）测定试剂盒说明书

货号：G0815W | 方法：微板法 | 规格：48 样

一、产品简介：

三磷酸腺苷（ATP）是生物体内能量转换最基本的载体，是生物体内最直接的能量来源，测定 ATP 含量并且计算能荷，能够反映能量代谢状态。

肌酸激酶催化三磷酸腺苷（ATP）和肌酸生成磷酸肌酸，用磷钼酸比色法进行检测，经波长扫描产物在 700nm 处有最大吸收峰，进而计算得到 ATP 的含量。

二、试剂盒的组成和配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂一	粉剂 mg×1 支	-20°C 保存	使用前甩几下或离心使粉体落入底部，再加入 1.1mL 蒸馏水充分溶解待用；用不完的试剂分装后-20°C 保存，禁止反复冻融。
试剂二	液体 6mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂三	粉剂 μg×1 支	-20°C 保存	使用前甩几下或离心使粉体落入底部，再加入 0.55mL 蒸馏水溶解待用；用不完的试剂分装后-20°C 保存，禁止反复冻融。
试剂四	粉剂 mg×1 瓶	4°C 保存	使用前甩几下或离心使粉体落入底部，再加入 2.86mL 水混匀，再加入 1.14mL 浓硫酸（加浓硫酸时务必缓慢加入水中，注意防护）。
试剂五	液体 20mL×1 瓶	4°C 保存	
标准品	粉体 mg×1 支	-20°C 保存	使用前准确称取 2mg 粉体即 ATP 至一新 EP 管中，再加 1.7mL 蒸馏水溶解即 2μmol/mL，再用水稀释一倍成 1μmol/mL 标准品，待用（-20°C 保存，一周内用完）。

【注】：全程操作需无磷环境；试剂配置最好用新的枪头和玻璃移液器等，也可以用一次性塑料器皿，避免磷污染。

三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、水浴锅、可调式移液枪、浓硫酸、研钵和蒸馏水。

四、ATP 含量检测：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

① 组织样本：

称取约 0.1g 组织加入研钵中，加入 1mL 提取液，进行匀浆，转至 EP 管中，于 95°C 水浴中煮 5min，取出冷却至室温后于 12000rpm，室温离心 10min，上清液待测。

【注】：也可以按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为 1：5~10 的比例提取。

② 细菌/真菌或细胞样本：

先收集细菌或细胞到离心管内，离心弃上清；取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液，超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次），于 95°C

水浴中煮 5min，取出冷却至室温后于 12000rpm，室温离心 10min，上清液待测。

【注】：也可按照细菌或细胞数量（ 10^4 个）：提取液体积（mL）为 500~1000：1 的比例进行提取。

③ 液体样本：

澄清样本直接检测，若浑浊则 12000rpm，4°C离心 5min 后取上清液测定。

【注】：也可以按照血清（浆）体积（mL）：提取液体积(mL)为 1：5~10 的比例提取。

2、上机检测：

① 酶标仪预热 30 min 以上，调节波长到 700nm。

② 反应液配制：按照试剂四：试剂五=1：5 的比例混匀。用多少配多少的混合液。

③ 在 EP 管中依次加入：

试剂名称(μL)	测定管	对照管	标准管	空白管 (仅做一次)
样本	20	20		
标准液			20	
试剂一	20		20	
试剂二	50	50	50	50
试剂三	10		10	
蒸馏水		30		50
充分混匀，37°C准确水浴 30min				
反应液	180	180	180	180
混匀，37°C水浴 20min，液体全部转移至 96 孔板中，在 700nm 下 读取各管吸光值 A（每个测定管需设一个对照管）。				

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；

针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、按样本鲜重计算：

$$\begin{aligned} \text{ATP 含量}(\mu\text{mol/g 鲜重}) &= [\text{C 标准} \times V_{\text{标}} \times (\text{A 测定} - \text{A 对照}) \div (\text{A 标准} - \text{A 空白})] \div (\text{W} \times V_1 \div V) \\ &= (\text{A 测定} - \text{A 对照}) \div (\text{A 标准} - \text{A 空白}) \div \text{W} \end{aligned}$$

2、按细菌/细胞密度计算：

$$\begin{aligned} \text{ATP 含量}(\text{nmol}/10^4 \text{ cell}) &= [\text{C 标准} \times V_{\text{标}} \times (\text{A 测定} - \text{A 对照}) \div (\text{A 标准} - \text{A 空白})] \div (500 \times V_1 \div V) \times 10^3 \\ &= 2 \times (\text{A 测定} - \text{A 对照}) \div (\text{A 标准} - \text{A 空白}) \end{aligned}$$

3、液体中 ATP 含量计算：

$$\begin{aligned} \text{ATP 含量}(\mu\text{mol/mL}) &= [\text{C 标准} \times V_{\text{标}} \times (\text{A 测定} - \text{A 对照}) \div (\text{A 标准} - \text{A 空白})] \div V_1 \\ &= (\text{A 测定} - \text{A 对照}) \div (\text{A 标准} - \text{A 空白}) \end{aligned}$$

C 标准---标准液浓度， $1\mu\text{mol/mL}$ ；

V---加入提取液体积，1mL；

V₁---加入反应体系中样本体积，0.02mL；

V_标---标准品加样体积，0.02mL；

W---样本质量，g；

500---细胞或细菌总数，万。